

ENDOSOFT

средство для сушки

НОВИНКА
2024

Дезинфицирующее средство Endosoft представляет собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость, в качестве действующего вещества содержит изопропиловый спирт 70%, соответствует 2 классу микробиологической чистоты.

СОСТАВ: изопропиловый спирт (70%), очищенная вода

- Сушка эндоскопов
- Сушка полостей медицинских изделий
- Дезинфекция поверхностей

СУШКА ЭНДОСКОПОВ

- Соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21
- Соответствует 2 классу микробиологической чистоты
- Удобная альтернатива этиловому спирту, которая экономит время медперсонала - в отличие от этилового спирта изопропиловый спирт не нужно списывать и вести учет расхода в специализированном журнале
- Для сушки эндоскопов в МДМ (в моеще-дезинфицирующих машинах)
- необходимая часть для комплексной автоматической обработки эндоскопов в МДМ (ОО + ДВУ+ **СУШКА**)
- Для сушки эндоскопов ручным способом
- Длительный срок годности средства - 5 лет



SARAYA